



Glasklarreiniger

GLR102

Der pH-neutrale Glasreiniger für alle verschmutzten Glasflächen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der pH-neutrale Glasklar Reiniger GLR102 ist universell einsetzbar und für die direkte Anwendung konzipiert. Seine leistungsstarke Rezeptur hinterlässt einen angenehmen Geruch und reinigt dank spezieller Inhaltsstoffe mühelos, streifenfrei und schnelltrocknend diverse Oberflächen.

EINSATZGEBIETE

Zur Reinigung von Glas, Fenstern, Vitrinen, Schaukästen, Spiegeln und Bildschirmen. Ebenso anwendbar auf Kunststoff, PE, PP, PVC, Vinyl, PU, Keramik, Porzellan, Metall, Sandstein, Kalkstein, Granit und Marmor. Aufgrund seiner starken Ergebnisse wird der Reiniger im professionellen Bereich eingesetzt und von Meisterbetrieben empfohlen.

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Oberfläche mit dem Reiniger einsprühen. Mit einem fusselfreiem Tuch bzw. Fensterleder trockenreiben oder mit Gummiabzieher abziehen. Für ein schlierenfreies Ergebnis häufig den Lappen gründlich ausspülen, um Schmutzübertragung zu vermeiden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Kleberesten oder Farbflecken kann ein Glasreinigungsschaber punktuell eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Klinge unbeschädigt und rostfrei sein muss, um Kratzer zu vermeiden.

ÖKOLGIE

Die Inhaltsstoffe sind zu 90 % biologisch abbaubar und garantiert frei von aggressiven Inhaltsstoffen. Durch den Verzicht auf Konservierungsstoffe wird das Produkt auch von Allergikern hervorragend vertragen.

HINWEISE

Die Reinigung von Fensterscheiben nicht bei praller Sonneneinstrahlung durchführen, da der Reinigungsfilm auf der Fläche festbrennen und Streifenbildung verursachen kann.

Falls das Mittel an Pflanzen gelangt, empfehlen wir die Pflanzen gut zu wässern. .

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.

INHALTSSTOFFE

Enthält gemäß Detergenzienverordnung: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % Alkohol, Wasser, Duft-, Farb- und Hilfsstoffe.



ERHÄLTICHE VERPACKUNGSGRÖßEN

Typ	Packungsgröße	Artikelnummer	EAN-Code
Sprühflasche	500 ml	8205102	9120117733101